

# DiaPolish

## De allround diamant polijstpasta

Geschikt voor:


- Zirkonium en keramiek
- Keramiek facings vóór en ná de glansbrand
- NEM metalen
- Harde edelmetalen
- Steggen, telescoopkronen

Polijsten met DiaPolish gaat soepel en snel. Met zeer weinig inspanning polijst u zirkonium, keramiek, of metaal op hoogglans.

DiaPolish is zeer economisch in gebruik, er is heel weinig materiaal nodig om het gewenste resultaat te bereiken: een perfect gepolijste kroon, brug of steg.

Art.nr. 910.00.095  
Art.nr. 910.00.096

35 gram DiaPolish  
Set DiaPolish (35 gram Diapolish + 5 brushes)



**ALGOLD**  
DENTAL

Overveld 20  
3848 BT Harderwijk  
info@algold.nl  
www.algold.nl