

Van €7.012,93 voor **€ 6.495,00** ex btw

Prijs inclusief:

- Boven- en onderlade
- D-SV - mand/rek voor verticaal plaatsen van instrumenten
- D-SB3 - houder voor draadmanden
- 2 afsluitbare draadmandjes
- D-ST-houder voor 11 normtrays
- 1 x 5ltr Dentalzym5 / 1 x 5 ltr Dentalac5
  
- 9 voorgeprogrammeerde programma's, 6 vrije programma's
- Geluidsniveau: max 50 dB
- Geïntegreerde actieve droging
- 2x doseerpomp [1x detergent 1x neutralizer]
- afmeting uitwendig 600x605x850 (830) mm
- afmeting kamer 520X515X545 mm
- Verbruik max 230VAC 3.3KW
- Voorfilter c-klasse 98% en Hepa filter s-klasse 99.999%
- Werking conform EN ISO 15883



WD1160D



D-SV



D-ST11

Hoder voor 11 trays

D-SB3 met 2  
draadmanden

Algold dental

Overveld 20

3848 BT Harderwijk

tel.: +31(0)341 423 385

info@algold.nl

www.algold.nl